

Změna u metod pro vyšetření štítné žlázy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 1. listopadu 2022 dochází u metod pro vyšetření funkce štítné žlázy ke změně analyzátoru.

Preanalytické podmínky a požadavky k odběru zůstávají beze změny.

Se změnou analyzátoru se mění i referenční meze dle výrobce, viz tabulka:

Referenční meze budou uváděny na výsledkovém listu již nové (aktuální).

Metoda	<u>Původní hodnoty (Abbott)</u>	<u>Nové hodnoty (Roche)</u>
T3 celkový	0,89 – 2,44 nmol/l	1,3-3,1 nmol/l
T4 celkový	62,7-150,8 nmol/l	66-181 nmol/l
T3 volný, fT3	2,6-5,7 pmol/l	3,1-6,8 pmol/l
T4 volný, fT4	9-19 pmol/l	12-22 pmol/l
TSH, thyreotropin	0,4-4,00 mIU/l	0,270-4,20 mIU/l
anti TG Protilátky proti thyreoglobulinu	< 4,11 IU/ml	< 115 IU/ml
anti TPO Protilátky proti tyreoperoxidáze	< 5,61 kIU/l	< 34 IU/ml

Případné dotazy zodpoví MUDr. Palánová na telefonu:

+420 485 312 598

+420 485 312 107

Za kolektiv OKB,
RNDr. P. Matoušek, Ph.D.